



www.deyna.fr

Coussin gouttière pour fauteuil roulant



Il s'adapte parfaitement sur l'accoudoir du fauteuil roulant et permet de bien positionner l'avant bras en position de repos dans la gouttière.

Il est particulièrement indiqué chez l'hémiplégique.



Description :

Coussin gouttière en mousse polyéther, avec sa housse polyuréthane imperméable M1.

Référence et Dimension :

Réf : 83.413

43x17x24 cm (Lxlxh)

Entretien :

- Coussin : désinfectable avec un spray désinfectant sans chlore
- Housse : nettoyage de surface à l'eau savonneuse et/ou par un désinfectant sans chlore. Lavable en machine à 90°C

