



# Coussin de siège rond

## Gamme DEYNAMED®

Mousse polyuréthane

### Description

Conçu pour améliorer le confort en position assise ou allongée, en réduisant la pression sur le sacrum, les ischions et le plancher pelvien

### Zones et positions d'usage

|                     |   |
|---------------------|---|
| TÊTE                |   |
| DOS                 |   |
| MEMBRE SUPÉRIEUR    |   |
| BASSIN              | × |
| MEMBRE INFÉRIEUR    |   |
| DECHARGE TALONNIÈRE |   |
| POSITION ALLONGÉE   | × |
| POSITION ASSISE     | × |

### Objectifs thérapeutiques

Prévenir les escarres, soulager les douleurs pelviennes et répartir les pressions pour diminuer l'inconfort lors des positions prolongées



✓ Soulagement de la zone pelvienne en position allongée



✓ Réduction des pressions en position assise

## CARACTERISTIQUES

📏 Diamètres: 50 et 12 cm

📊 REF : 72088

🔥 Housse ignifugée M1

👤 Poids utilisateur: < 60 Kg

🧺 Housse déhoussable et lavable à 90°C

🧴 Nettoyage au détergent-désinfectant à pH neutre et sans chlore.





03 65 67 55 35  
contact@deyna.fr  
www.deyna.fr

## Technologie DEYNAMED®

DEYNA utilise différentes mousses afin de répondre à un maximum de besoins utilisateur.

### Mousse haute résilience

Mousse ayant la structure alvéolaire la plus ouverte et la plus grande de la gamme. Deyna a choisi ce type de mousse spécifique pour ses qualités de rebond augmentant le confort du patient. Elle a également une grande résilience lui permettant de retrouver sa position initiale et une plus grande durée et stabilité dimensionnelle dans le temps. Ces mousses sont parfaitement adaptées pour un usage demandant du soutien et du confort, comme par exemple dans un fauteuil.

### Mousse viscoélastique

Deyna a privilégié l'utilisation d'une mousse viscoélastique pour certains de ses produits essentiellement pour sa souplesse et son confort. C'est une mousse parfaitement adaptée pour la répartition de la pression et donc la prévention des escarres. La respirabilité garantit une diminution de la concentration d'humidité et de chaleur sur des zones précises. De plus, ce type de mousse est compatible pour le positionnement ou la prévention des escarres dans un lit mais également en fauteuil. Le coussin aura une balance parfaite entre maintien de sa forme initiale et adaptation au corps du patient.

| DEYNAMED®        | Mousse HR | Mousse viscoelastique |
|------------------|-----------|-----------------------|
| Confort          | X         | X                     |
| Fermeté          | X         |                       |
| Résilience       | X         | X                     |
| Rebond           | X         |                       |
| Souplesse        | X         | X                     |
| Mémoire de forme |           | X                     |

Tableau des propriétés des mousses de la gamme DEYNAMED®

## Technologie DEYNAmics®

Tissu alliant confort et  
technicité

**NORME  
M1 (non  
inflammable)**

**Housses  
garanties  
2 ans**

### Un tissu adapté au milieu médical

Les housses DEYNAmics sont déhoussables permettant une hygiène parfaite adaptée au milieu hospitalier. Elles sont lavables en machine à 90°C ou en surface avec un nettoyant / désinfectant sans chlore. Elles sont également soumises à des tests d'inflammabilité, nos coussins sont donc entièrement ignifugés M1.

### Un tissu technique

La housse DEYNAmics 180g/m<sup>2</sup> en polyester enduction polyuréthane bi-stretch, respirante, imperméable et garantie 2 ans. Elle offre une protection du zip assurant une hygiène interne parfaite du coussin.

| DEYNAmics®                           | Valeur                    | Bénéfice produit                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Poids                                | 180 g/m <sup>2</sup>      | Bénéfice produit<br>Résistance et souplesse                               |
| Résistance<br>Déchirure              | 55 Newton                 | Résistance                                                                |
| Imperméabilité avant/après<br>lavage | Identique                 | Conservation de<br>l'imperméabilité après lavage                          |
| Inflammabilité                       | M1                        | Non-inflammabilité ainsi que le non<br>dégagement de fumée en cas de feu. |
| Respirabilité<br>37°C/65%            | 400 g/m <sup>2</sup> /24h | Bonne respirabilité du tissu                                              |

Tableau des propriétés