



Coussin DEYNAwave®

Gamme DEYNAMED®

Mousse haute résilience et/ou viscoélastique

Description

Positionné sous les talons ou genoux en décubitus dorsal, entre les jambes pour protéger genoux/malléoles, ou contre le tronc pour un calage latéral

Zones et positions d'usage

TÊTE	
DOS	×
MEMBRE SUPÉRIEUR	
BASSIN	×
MEMBRE INFÉRIEUR	×
DECHARGE TALONNIÈRE	×
POSITION ALLONGÉE	×
POSITION ASSISE	

Objectifs thérapeutiques

Réduire les tensions musculaires et abdominales, améliorer le confort postural, protéger les zones de frottement (genoux, malléoles) et contribuer à la prévention des escarres



✓ Calage sous les genoux pour diminuer les tensions



✓ Calage sous les talons pour surélévation du membre inférieur



✓ Positionné contre le tronc pour un calage latéral



✓ Positionné entre les jambes pour protéger les genoux

CARACTERISTIQUES



Taille : 60 x 60 cm



Code LPP : **6284560**



REF : 92160



Housse déhoussable et lavable à 90°C



Housse ignifugée M1



Nettoyage au détergent-désinfectant à pH neutre et sans chlore.



03 65 67 55 35
contact@deyna.fr
www.deyna.fr

Technologie DEYNAMED®

DEYNA utilise différentes mousses afin de répondre à un maximum de besoins utilisateur.

Mousse haute résilience

Mousse ayant la structure alvéolaire la plus ouverte et la plus grande de la gamme. Deyna a choisi ce type de mousse spécifique pour ses qualités de rebond augmentant le confort du patient. Elle a également une grande résilience lui permettant de retrouver sa position initiale et une plus grande durée et stabilité dimensionnelle dans le temps. Ces mousses sont parfaitement adaptées pour un usage demandant du soutien et du confort, comme par exemple dans un fauteuil.

Mousse viscoélastique

Deyna a privilégié l'utilisation d'une mousse viscoélastique pour certains de ses produits essentiellement pour sa souplesse et son confort. C'est une mousse parfaitement adaptée pour la répartition de la pression et donc la prévention des escarres. La respirabilité garantit une diminution de la concentration d'humidité et de chaleur sur des zones précises. De plus, ce type de mousse est compatible pour le positionnement ou la prévention des escarres dans un lit mais également en fauteuil. Le coussin aura une balance parfaite entre maintien de sa forme initiale et adaptation au corps du patient.

DEYNAMED®	Mousse HR	Mousse viscoelastique
Confort	X	X
Fermeté	X	
Résilience	X	X
Rebond	X	
Souplesse	X	X
Mémoire de forme		X

Tableau des propriétés des mousses de la gamme DEYNAMED®

Technologie DEYNAmics®

Tissu alliant confort et
technicité

**NORME
M1 (non
inflammable)**

**Housses
garanties
2 ans**

Un tissu adapté au milieu médical

Les housses DEYNAmics sont déhoussables permettant une hygiène parfaite adaptée au milieu hospitalier. Elles sont lavables en machine à 90°C ou en surface avec un nettoyeur / désinfectant sans chlore. Elles sont également soumises à des tests d'inflammabilité, nos coussins sont donc entièrement ignifugés M1.

Un tissu technique

La housse DEYNAmics 180g/m² en polyester enduction polyuréthane bi-stretch, respirante, imperméable et garantie 2 ans. Elle offre une protection du zip assurant une hygiène interne parfaite du coussin.

DEYNAmics®	Valeur	Bénéfice produit
Poids	180 g/m ²	Bénéfice produit Résistance et souplesse
Résistance Déchirure	55 Newton	Résistance
Imperméabilité avant/après lavage	Identique	Conservation de l'imperméabilité après lavage
Inflammabilité	M1	Non-inflammabilité ainsi que le non dégagement de fumée en cas de feu.
Respirabilité 37°C/65%	400 g/m ² /24h	Bonne respirabilité du tissu

Tableau des propriétés